

ÚNICO
MICRONEBULIZADOR
CON CONTROL DE FLUJO

SET DE NEBULIZACIÓN CON CONTROL DE FLUJO



El Set de Nebulización con Control de Flujo de Global Healthcare facilita la administración de medicamentos por vía inhalada .

- ✓ Tiene diseño versátil
- ✓ Adaptable a nebulizaciones en diferentes posiciones
- ✓ La ventana permite modificar la entrada del flujo de oxígeno para aumentar o disminuir la velocidad de la nebulización.

INDICADO EN

- ✓ Servicios de alto volumen de pacientes como Urgencias y Consulta Externa para optimizar los tiempos de atención y oportunidad del servicio.
- ✓ Pacientes en estados agudos con necesidad de pronta administración de medicamento = Crisis Asmática, EPOC descompensado, Bronquiolitis etc.
- ✓ Deflector cónico con cierre hermético, para garantizar la continuidad de la nube.

BENEFICIOS

- Capacidad 6 cc
- Adaptador a la máscara con diámetro exacto para evitar desconexiones
- Mínimo Volumen Residual < 0,5 cc
- **Tiempo de Nebulización entre 9 y 12 minutos**
- Flujo recomendado entre 6 a 8 LPM
- Presentaciones:
 - **Adulto 63-510C**
 - **Pediátrico 63-560C**
 - **Neonato 63-570C**
 -

Incluye máscara con conector giratorio para adaptarse a la posición del paciente



Global Healthcare



Protegemos el
Medio Ambiente!

Global Healthcare Sucursal COLOMBIA: Centro Comercial Unicentro Carrera 100 # 5-169/331 Of 701-702B, Cali - Colombia

Tel. Of.: (572) 374 5550 - Cel. Of.: (57) 313 722 7447

ghc-colombia@globalhealthcare.net

www.globalhealthcare.net